

Karta produktu:

**Bateria PR-70 / PR-10 / 10 do aparatów słuchowych
Panasonic BLISTER 6szt.**

PANASONIC



Producent:	PANASONIC
Symbol:	50.0597
Kod producenta:	5410853057024
Kod EAN:	5410853057024

Opis produktu

Baterie słuchowe, cynkowo-powietrzne Panasonic należą do linii baterii specjalistycznych - dedykowane do aparatów słuchowych i innych urządzeń medycznych wymagających pewnego i wydajnego źródła zasilania. Baterie **wyprodukowane w Niemczech** są jednymi z najbardziej cenionych baterii tego typu na rynku. Swój sukces zawdzięczają: **wysokiej jakości, niezawodności, bardzo długiej żywotności**. Dzięki **specjalnemu długiemu uchwytowi wyjmowanie baterii** z opakowania i umieszczanie ich w aparacie słuchowym jest bardzo łatwe i proste.

Dane techniczne:

- Producent: **Panasonic**
- Rodzaj: **cynkowo-powietrzna**
- Oznaczenia: **B0104, B20PA, AC10/230E, PR70, HA10, 10AU, DA10, 10HPX, s10, p10, PR230, ZA10, AC230**
- Oznaczenia producenta: **PR10/PR70**
- Napięcie: **1,4V**
- Wysokość: **3,6 mm**
- Średnica: **5,8 mm**
- Baterie bez zawartości rtęci - **Hg 0%**
- Zastosowanie: **aparaty słuchowe, oraz inne urządzenia medyczne wymagające pewnego i wydajnego zasilania.**

Zalety produktu:

- Idealne do **nowej generacji cyfrowych aparatów słuchowych**
- **Wygodne, lekkie** i zapewniające stały poziom zasilania urządzeń dla osób niedosłyszących
- Niezawodne źródło zasilania w różnych warunkach temperatury
- Zawierają **0% dodatku rtęci**

Niemiecka jakość

Prezentowane baterie zostały wyprodukowane w całości na terenie Niemiec. W procesie produkcyjnym użyto **najwyższej jakości** materiałów, a finalny produkt został poddany wymagającej kontroli jakościowej. Poziom wykonania jest **bezkonkurencyjny** w stosunku do produktów sprowadzanych z Chin, czy Tajwanu.

Zalety technologii cynkowo-powietrznej

Nalepka ochronna znajdująca się na urządzeniu **chroni przed przedostaniem się powietrza**, które skutkowałoby aktywacją baterii. Po zdjęciu nalepki ochronnej należy odczekać przynajmniej **ok. 2 minut** zanim bateria zostanie uruchomiona w urządzeniu. Czas ten jest potrzebny **na wniknięcie tlenu w struktury baterii** - dopiero wtedy bateria się aktywuje i osiąga odpowiednie napięcie do pracy. Podczas eksploatacji baterii należy również zadbać aby komora baterii miała możliwość dalszej penetracji powietrza.

Wpływ jakości powietrza i temperatury na baterie

Baterie przedłużą swoją żywotność, gdy **są przechowywane w suchym i chłodnym miejscu**. Ponadto warto pamiętać o wyłączeniu aparatu na noc oraz gdy ma być długo nieużywany. Wpływ na żywotność baterii ma również **zła jakość powietrza** - duże stężenie pyłu w powietrzu blokuje dostęp powietrza do urządzenia, wskutek czego bateria szybciej się rozładowuje. Zaleca się także komorę na baterie w aparacie zostawiać otwartą na noc - dzięki temu **nie osadzi się w niej wilgoć**, która źle wpływa na baterie.

Specyfikacja	
Liczba sztuk	6
Model	PR10/PR70